


DCI Arzt-/Kontrollgeräte

DCI
INTERNATIONAL

Firma
Dental Air Technic
Oberstraße 58
55288 Spiesheim
Tel.: 06131 - 22 95 59
Fax: 06131 - 22 95 58

<http://www.midmark-dental.de/>



Automatisches Arzt-/Kontrollgerät für 3 Handstücke

Das flexible Arzt-/Kontrollgerät für 3 luftbetriebene Handstücke ist einfach zu montieren an der Wand, Möbelzeile oder einer Aufbaustange.

Standard-Ausstattung:

- Automatische Steuerung für 3 luftbetriebene Handstücke (z.B. für 1x Turbine, 1x Luftmotor, 1x ZEG Airscaler)
 - Regulierung des Luftdruckes jedes Handstückes
 - Regulierung der Wasserkühlung jedes Handstückes
 - Druckluftanzeige
 - 180 cm Versorgungsschlauch
 - Maße: 30 x 20 x 13 cm (inkl. Köcherstange)
 - Disc-Fußanlasser mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung und Umschalter für Wasser AN/AUS
 - Arztspritze DCI Quick Clean, 3-Funktionen, sterilisierbar
- WÄHLBAR sind (bei Bestellung immer mit angeben):
- Schlauchfarbe (Grau oder Schwarz)
 - Schlauchform (Glatt oder Spiral)



#4370 Automatisches Arzt-/Kontrollgerät für 3 Handstücke

Komplette Ausstattung und Optionen siehe Seite E-2

Manuelles Arzt-/Kontrollgerät für 2 Handstücke

- Manuelle Steuerung für 2 luftbetriebene Handstücke (z.B. für 1x Turbine oder 1x Luftmotor und 1x ZEG Airscaler)
 - Luft- und Wasserkühlung für Handstücke
 - Wasserkühlung mit AN/AUS-Schaltung
 - Regulierung des Luftdruckes jedes Handstückes
 - Handstück-Vorwahl-Schalter
 - Druckluftanzeige
 - 180 cm Versorgungsschlauch
 - Maße: 25 x 7,6 x 10 cm
 - Disc-Fußanlasser mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung
 - Arztspritze DCI Quick Clean, 3-Funktionen, sterilisierbar
- WÄHLBAR sind (bei Bestellung immer mit angeben):
- Schlauchfarbe (Grau oder Schwarz)
 - Schlauchform (Glatt oder Spiral)



#4120 Manuelles Arzt-/Kontrollgerät für 1x Naß- und 1x Trocken-Handstück

#4121 Manuelles Arzt-/Kontrollgerät für 2x Naß-Handstücke

Komplette Ausstattung und Optionen siehe Seite E-2

Geräte im Überblick	Model Art.-Nummer:	4120	4121	4370
Arzt- und Kontrollgeräte:				
Automatisches Arzt-/Kontrollgerät für 3 Handstücke:				•
Manuelles Arzt-/Kontrollgerät für 2 Handstücke: (wobei 1x Instrument mit Wasserkühlung, 1x ohne):	•			
Manuelles Arzt-/Kontrollgerät für 2 Handstücke: (beide Instrumente mit Wasserkühlung):			•	
Ganzmetallgehäuse:	•	•		•
Hauptschalter für AN/AUS:				•
Regulierung des Luftdruckes jedes Handstückes:	•	•		•
Ohne Rückführung des Kühlwassers mit AN/AUS:	•	•		•
Regulierung der Wasserkühlung jedes Handstückes:	•	•		•
Automatische Steuerung:				•
Kippschalter für Handstück:	•	•		
Arztspritze DCI Quick Clean, 3-Funktionen, sterilisierbar:	•	•		•
Handstück-Schläuche (wählbar), 4-Loch, gerade und grau für MIDWEST Anschlüsse (wenn nicht anders angegeben):	•	•		•
Disc-Fußanlasser mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung:	•	•		
Disc-Fußanlasser mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung und Umschalter für Wasser AN/AUS:				•
180 cm Versorgungsschlauch:	•	•		•
Zusätzliche OPTIONEN:		Aufpreise:		
Arztspritze Deluxe, autoklavierbar:		•	•	•
Arztspritze mit warmen Wasser:		•	•	•
Spanbläser oder Scaler Schalter am Fußanlasser:				•
Bodenanschlußkasten #8321 (komplett):		•	•	•
Zusätzlicher Versorgungsschlauch (pro 30 cm):		•	•	•

Cart Arztgerät

Das DCI Cart ist lieferbar entweder mit:

- automatischer Steuerung für 3-Handstücke
- manueller Steuerung für 2-Handstücke

- Auswahl zwischen 6 verschiedenen Modellen
- Automatische oder manuelle Steuerung
- Luft- und Wasserkühlung für jedes Handstück
- AN/AUS Schalter für Kühlwasser
- Regulierung des Luftdruckes jedes Handstückes
- Disc-Fußanlasser mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung
- Arztspritze DCI Quick Clean, 3-Funktionen, sterilisierbar
- Robuster Fahrfuß in „H-Form“ mit Satin-Chrom Überzug
 - OPTIONAL: Fahrfuß in „U-Form“ möglich
- Fahrfuß höhenverstellbar von 63,5 bis 104 cm
- Hochleistungsdoppelfußrollen für Teppich oder harten Fußboden
- 210 cm Versorgungsschlauch
- WÄHLBAR sind (bei Bestellung immer mit angeben):
 - Schlauchfarbe (Grau oder Schwarz)
 - Schlauchform (Glatt oder Spiral)

Absaug-System für das Cart:

Deluxe-Absaug-Paket:

- Ausgestattet mit erstklassischen Premium Vakuum-Instrumenten (Speichelsauger #5090 und zwei Saughandstücken #5070 HVE`s)

Standard-Absaug-Paket:

- Ausgestattet mit erstklassischen eloxiertem Vakuum-Instrumenten (Speichelsauger #5660 und zwei Saughandstücken #5150 HVE`s)

Cart System

- #4411 Cart mit automatischer Steuerung für 3 Handstücke
- #4440 Cart mit automatischer Steuerung für 3 Handstücke und Deluxe-Absaug-Paket
- #4442 Cart mit automatischer Steuerung für 3 Handstücke und Standard-Absaug-Paket
- #4140 Cart mit manueller Steuerung für 2 Handstücke und Deluxe-Absaug-Paket
- #4142 Cart mit manueller Steuerung für 2 Handstücke und Standard-Absaug-Paket
- #4145 Cart mit manueller Steuerung für 2 Handstücke

Komplette Ausstattung und Optionen siehe Seite E-4



DCI II Manuelles Kontrollgerät für 2 Handstücke

- Manuelles Kontrollgerät für 2 Handstücke (1x high speed und 1x low speed)
- Luft- und Wasserkühlung für jedes Handstück
- AN/AUS Schalter für Kühlwasser
- Regulierung des Luftdruckes jedes Handstückes
- WÄHLBAR sind (bei Bestellung mit angeben):
 - Schlauchfarbe (Grau oder Schwarz)
 - Schlauchform (Glatt oder Spiral)
- Disc-Fußanlasser mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung
- Arztspritze DCI Quick Clean, 3-Funktionen
- runder Druckanzeiger
- Maße: 15,24 x 10,8 x 5,7 cm
- Kippschalter für Handstück
- 180 cm Versorgungsschlauch

#4102 DCI II Manuelles Kontrollgerät für 2 Handstücke

Komplette Ausstattung und Optionen siehe Seite E-6



Cart` s im Überblick Model Art.-Nummer: 4411 4440 4442 4140 4142 4145

--	--	--	--	--	--	--

Cart Ausstattung:

Cart mit automatischer Steuerung für 3 Handstücke:	•	•	•			
Cart mit manueller Steuerung für 2 Handstücke: (wobei 1x Instrument mit Wasserkühlung, 1x ohne):				•	•	•
Hauptschalter für AN/AUS:	•	•	•			
Regulierung des Luftdruckes jedes Handstückes:	•	•	•	•	•	•
Ohne Rückführung des Kühlwassers mit AN/AUS:	•	•	•	•	•	•
Regulierung der Wasserkühlung jedes Handstückes:	•	•	•			
Automatische Steuerung:	•	•	•			
Kippschalter für Handstück:				•	•	•
Arztspritze DCI Quick Clean, 3-Funktionen, sterilisierbar:	•	•	•	•	•	•
Handstück-Schläuche (wählbar), 4-Loch, gerade und grau für MIDWEST Anschlüsse (wenn nicht anders angegeben):	•	•	•	•	•	•
Disc-Fußanlasser mit stufenloser Geschwindigkeits- regulierung und Umschalter für Wasser AN/AUS:	•	•	•			
Disc-Fußanlasser mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung:				•	•	•

Zusätzliche Cart Merkmale:

Robuster Fahrfuß in „H-Form“ mit Satin-Chrom Überzug und höhenverstellbar von 63,5 bis 104 cm	•	•	•	•	•	•
Weichlaufende Doppelrollen	•	•	•	•	•	•
Beschichtete Ablagefläche 30,5 x 40,6 cm	•	•	•	•	•	•

Helferinnen - Paket:

		•	•	•	•	
2x autoklavierbare Saughandstücke HVE #5070		•		•		
1x autoklavierbare Speichelsauger #5090		•		•		
2x autoklavierbare Saughandstücke HVE #5150			•		•	
1x autoklavierbare Speichelsauger #5660			•		•	
Mit Sammelbehälter		•	•	•	•	

Zusätzliche OPTIONEN:

Aufpreise:

Eigenständiges Wasser-System:	•	•	•	•	•	•
Arztspritze Deluxe, autoklavierbar:	•	•	•	•	•	•
Arztspritze mit warmen Wasser:	•	•	•	•	•	•
Spanbläser oder Scaler Schalter am Fußanlasser:	•	•	•			
Bodenanschlußkasten #8321 (komplett):	•	•	•	•	•	•
Robuster Fahrfuß in „U-Form“ (anstelle „H-Form“):	•	•	•	•	•	•
Zusätzlicher Versorgungsschlauch (pro 30 cm):	•	•	•	•	•	•

Wand-Kontrollgerät mit automatischer Steuerung

- Automatisches Kontrollgerät für 3 Handstücke
- Luft- und Wasserkühlung für jedes Handstück
- Regulierung des Kühlwassers jedes Handstückes
- Regulierung des Luftdruckes jedes Handstückes
- Automatischer Köcher mit Kippschalter für manuelle Abschaltung
- Disc-Fußanlasser mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung und Umschalter für Naß-/Trocken - Sprayschaltung
- Arztspritze DCI Quick Clean, 3-Funktionen, sterilisierbar
- Mit Druckanzeige
- 180 cm Versorgungsschlauch
- Metallgehäuse: 21,6 x 4,45 x 12,7 cm
- WÄHLBAR sind (bei Bestellung immer mit angeben):
 - Schlauchfarbe (Grau oder Schwarz)
 - Schlauchform (Glatt oder Spiral)



#4415 Wand-Kontrollgerät mit automatischer Steuerung
#4445 Schrank-Haltearm für Köcherablage

Komplette Ausstattung und Optionen siehe Seite E-6

Tisch-Kontrollgerät mit automatischer Steuerung

- Automatisches Kontrollgerät für 3 Handstücke
- Luft- und Wasserkühlung für jedes Handstück
- Regulierung des Kühlwassers jedes Handstückes
- Regulierung des Luftdruckes jedes Handstückes
- Automatischer Köcher mit Kippschalter für manuelle Abschaltung
- Disc-Fußanlasser mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung und Umschalter für Naß-/Trocken - Sprayschaltung
- Arztspritze DCI Quick Clean, 3-Funktionen, sterilisierbar
- Mit Druckanzeige
- 180 cm Versorgungsschlauch
- Metallgehäuse: 21,6 x 4,45 x 12,7 cm
- WÄHLBAR sind (bei Bestellung immer mit angeben):
 - Schlauchfarbe (Grau oder Schwarz)
 - Schlauchform (Glatt oder Spiral)



#4416 Tisch-Kontrollgerät mit automatischer Steuerung
#4445 Schrank-Haltearm für Köcherablage

Komplette Ausstattung und Optionen siehe Seite E-6

Geräte im Überblick Model Art.-Nummer: 4102 4415 4416

Kontrollgeräte Ausstattung:

Kontrollgerät mit automatischer Steuerung für 3 Handstücke:		•	•
Kontrollgerät mit manueller Steuerung für 2 Handstücke: (wobei 1x Instrument mit Wasserkühlung, 1x ohne):	•		
Wandmontiertes Kontrollgerät:		•	
Tischmontiertes Kontrollgerät mit Ganzmetallgehäuse:			•
Hauptschalter für AN/AUS:		•	•
Regulierung des Luftdruckes jedes Handstückes:	•	•	•
Ohne Rückführung des Kühlwassers mit AN/AUS:	•	•	•
Regulierung der Wasserkühlung jedes Handstückes:		•	•
Kippschalter für Handstück:	•		
Arztspritze DCI Quick Clean, 3-Funktionen, sterilisierbar:	•	•	•
Handstück-Schläuche (wählbar), 4-Loch, gerade und grau für MIDWEST Anschlüsse (wenn nicht anders angegeben):	•	•	•
Disc-Fußanlasser mit stufenloser Geschwindigkeits- regulierung und Umschalter für Wasser AN/AUS:		•	•
Disc-Fußanlasser mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung:	•		
180 cm Versorgungsschlauch:	•	•	•

Zusätzliche OPTIONEN:

Aufpreise:

Arztspritze Deluxe, autoklavierbar:	•	•	•
Arztspritze mit warmen Wasser:	•	•	•
Spanbläser oder Scaler Schalter am Fußanlasser:		•	•
Bodenanschlußkasten #8321 (komplett):	•	•	•
Anschlüsse für Bodenanschlußkasten ohne Gehäuse und Abdeckung:	•	•	•
Zusätzlicher Versorgungsschlauch (pro 30 cm):	•	•	
Schrank-Haltearm für Köcherablage #4445 (vertikal oder horizontal, ohne Halter):		•	•

Labor Handstück Kontroll-Kit

- Benötigt nur Luft
- Kein Wasseranschluß
- Für 4-Loch Schläuche #432T
- Handstück-Köcher #5910 und -Adapter #5929
- Disc-Fußanlasser #6301
- Luftregler mit Anzeige #7220 und #7260



#4198 Labor Handstück Kontroll-Kit